

イージー・カクテル 食品・環境分野関連製品一覧（1/2）

製品コード	製品名	プライマー数	検出対象病原体	分野
C-01	C01-Fresh Meat A	4	<i>Escherichia coli</i> EHEC1- <i>Shigella dysenteriae</i> O1、 <i>Escherichia coli</i> EHEC2、 <i>Escherichia coli</i> EIEC- <i>Shigella</i> spp.、 <i>Salmonella enterica</i>	食品
C-02	C02-Spiral Bacteria	4	<i>Campylobacter jejuni</i> 、 <i>Campylobacter coli</i> 、 <i>Campylobacter fetus</i> 、 <i>Arcobacter butzuli</i>	食品
C-03	C03-Fresh Fish A	4	<i>Vibrio cholerae</i> 、 <i>Vibrio parahaemolyticus</i> 、 <i>Vibrio fluvialis</i> 、 <i>Vibrio vulnificus</i>	食品
C-04	C04-Fresh Vegetable	4	<i>Bacillus cereus</i> 、 <i>Escherichia coli</i> 、 <i>Salmonella enterica</i> 、 <i>Staphylococcus aureus</i>	食品
C-05	C05-Law Milk	5	<i>Brucella</i> spp.、 <i>Mycobacterium bovis</i> 、 <i>Listeria monocytogenes</i> 、 <i>Escherichia coli</i> EHEC2、 <i>Campylobacter fetus</i>	食品
C-06	C06-Rice	2	<i>Bacillus cereus</i> 、 <i>Staphylococcus aureus</i>	食品
C-07	C07-Powdered Milk	2	<i>Cronobacter</i> spp.、 <i>Escherichia coli</i>	食品
C-08	C08-Drinking Water	3	<i>Escherichia coli</i> 、 <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> 、 <i>Legionella pneumophila</i>	食品
C-09	C09-Hot Water Bath	4	<i>Escherichia coli</i> 、 <i>Legionella pneumophila</i> 、 <i>Mycobacterium avium</i> 、 <i>Mycobacterium intracellulare</i>	食品
C-10	C10-Stool Carrier	4	<i>Escherichia coli</i> EHEC1- <i>Shigella dysenteriae</i> O1、 <i>Escherichia coli</i> EHEC2、 <i>Escherichia coli</i> EIEC- <i>Shigella</i> spp.、 <i>Salmonella enterica</i>	食品従事者 臨床
C-26	C26-Staphylococcal toxin	6	<i>Staphylococcus aureus</i> (SEA、SEB、SEC、SED、SEE、SEG)	食品
C-28	C28-Fresh Meat B	5	<i>Escherichia coli</i> EHEC1- <i>Shigella dysenteriae</i> O1、 <i>Escherichia coli</i> EHEC2、 <i>Escherichia coli</i> EIEC- <i>Shigella</i> spp.、 <i>Salmonella enterica</i> 、 <i>Listeria monocytogenes</i>	食品
C-32	C32-Cow Mastitis A	6	<i>Cronobacter-Hafnia-Cedecea</i> spp.、 <i>Escherichia-Citrobacter</i> group、 <i>Klebsiella-Enterobacter-Serratia</i> 、 <i>Proteus-Yersinia-Plesiomonas</i> 、 <i>Rahnella-Xenorhabdus</i> spp.、 <i>Salmonella-Klyuivera</i> spp.	動物 臨床
C-33	C33-Cow Mastitis B	5	<i>Escherichia coli</i> 、 <i>Mycoplasma bovis</i> 、 <i>Mycoplasma bovis-agalactiae</i> 、 <i>Staphylococcus aureus</i> 、 <i>Streptococcusagalactiae</i>	動物 臨床

イージー・カクテル 食品・環境分野関連製品一覧（2/2）

製品コード	製品名	プライマー数	検出対象病原体	食品
C-34	C34-Escherichia-Shigella	4	<i>Escherichia albertii</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Escherichia furgsonii</i> , <i>Shigella</i> spp.	食品
C-35	C35-Enterobacteriaceae	6	<i>Cedecea-Serratia</i> , <i>Cronobacter-Hafnia</i> spp., <i>Escherichia-Citrobacter</i> group, <i>Klebsiella-Enterobacter</i> , <i>Proteus-Yersinia-Plesiomonas</i> , <i>Salmonella-Klyuivera</i> spp.	食品
C-37	C37-Plant pathogenic enterobacteriaceae	3	<i>Erwinia amylovora</i> , <i>Erwinia rhapontici-pyrifoliae</i> , <i>Pectobacterium carotovora</i>	食品
C-39	C39-Frozen prawns	5	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Escherichia coli</i> EIEC- <i>Shigella</i> spp., <i>Salmonella enterica</i> , <i>Vibrio cholerae</i>	食品
C-40	C40-Canned Meat A	3	<i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>	食品
C-41	C41-Canned Meat B	6	<i>Clostridium perfringens</i> , <i>Clostridium botulinum</i> ABF, <i>Clostridium botulinum</i> BEF, <i>Clostridium botulinum</i> CD, <i>Clostridium botulinum</i> E, <i>Clostridium botulinum</i> G	食品
C-42	C42-Yoghurt	4	<i>Escherichia coli-Shigella</i> spp., <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	食品
C-43	C43-Fresh Fish B	4	<i>Vibrio cholerae</i> , <i>Vibrio cholerae</i> (CT), <i>Vibrio parahaemolyticus</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (TDH)	食品