

EZ-Primer

イージー・プライマー

Primer Panel 16 Series

製品特徴

・検査目的に合わせたプライマーセット

本シリーズ製品は、PCR反応により検査目的毎に選択された16種類の標的遺伝子を同時に増幅させるためのプライマーセットです。
スクリーニング検査や菌種の同定に適しています。

・Ready to use

プライマーは、当社オリジナルの16連結PCRプレート(Low profile)の中に乾燥充填されています。酵素とテンプレートを加えるだけで、そのままPCR機器にセットできます。
(注:Low profile tube 対応機種に限る)
プライマーはPCR反応液最終濃度が0.5 μM濃度となるように調製されています。

・10 μL反応で酵素コストを節約

本シリーズ製品は、すべて10 μL反応系で最適化していますので、50 μL反応系と比較してPCR酵素のコストを1/5に軽減できます。

・本シリーズ製品は、コンベンショナルPCR、リアルタイムPCRのどちらでも使用できます。



16連結PCRプレート
(Low profile)

製品ラインナップの一例

Panel Name	標的数
Pneumonia-Bacteria (細菌性肺炎)	16
Diarrhea-Bacteria (細菌性下痢)	16
Bioterrorism-Bacteria (バイオテロ)	16
Food poisoning meat/fish (食中毒・食肉/魚)	16
Food poisoning milk (食中毒・ミルク)	16
Mycobacterium ID (抗酸菌同定)	16
Mycoplasma ID (マイコプラズマ同定)	16
Spiral bacteria ID (らせん菌同定)	16
Blood Culture Bottle (血液培養ボトル)	16

他製品や菌名リスト等の詳細情報は弊社ホームページをご覧ください。
URL: <http://www.amr-inc.jp>

製品仕様

- 【形態】 乾燥プライマー入り16連結PCRプレート
(梱包時は96ウェル形態)
- 【包装量】 48個(96ウェルプレート形態として8枚)
- 【反応量】 48反応分
- 【保存】 冷所保存(8℃以下)
- 【価格】 48,000円(税別)

注:・本シリーズ製品は原則受注生産につき、最少受注数量を2キットとさせていただきます。
・本製品は研究用試薬であり、体外診断用医薬品の承認は受けておりません。

16種類も調べて

1,000円/テスト

AMR
Advanced Microorganism Research

イーエムアール株式会社

〒501-1111 岐阜市大学北二丁目210-1
TEL (058) 293-0610 FAX (058) 234-2487
<http://www.amr-inc.jp> E-mail: info@amr-inc.jp