

EZ-Primer

イージー・プライマー

Primer Panel 96 Series

製品ラインナップの一例

Panel Name	標的数
Soil Human Bacterial Pathogen (土壌ヒト病原性細菌)	96
Human Fungal Pathogen (ヒト病原性カビ)	81
Plant Bacterial Pathogen (植物病原性細菌)	76
Plant Fungal Pathogen (植物病原性カビ)	64
Animal Bacterial Pathogen (動物病原性細菌)	96
Intestinal Flora (消化管菌叢)	96

【他製品や菌名リスト等の詳細情報は弊社ホームページをご覧ください。
URL: <http://www.amr-inc.jp>】



96ウェルPCRプレート
(Low profile)

製品特徴

・検査目的に合わせたプライマーセット

本シリーズ製品は、PCR反応により検査目的毎に選択された64～96種類の標的遺伝子を同時に増幅させるためのプライマーセットです。

環境試料等のスクリーニング検査や菌叢解析に適しています。

・Ready to use

プライマーは、当社オリジナルの96ウェルPCRプレート(Low profile)の中に乾燥充填されています。酵素とテンプレートを加えるだけで、そのままPCR機器にセットできます。

(注: Low profile tube 対応機種に限る)

プライマーはPCR反応液最終濃度が0.5 μM濃度となるように調製されています。

・10 μL反応で酵素コストを節約

本シリーズ製品は、すべて10 μL反応系で最適化していますので、PCR酵素のコストを軽減できます。

・本シリーズ製品は、リアルタイムPCR機器を用いた解析を推奨しています。

製品仕様

【形態】 乾燥プライマー入り96ウェルPCRプレート

【包装量】 15枚

【反応量】 15反応分

【保存】 冷所保存(8℃以下)

【価格】 300,000円(税別)

注: ・本シリーズ製品は原則受注生産につき、最少受注数量を2キットとさせていただきます。
・本製品は研究用試薬であり、体外診断用医薬品の承認は受けておりません。

環境の
モニタリングに!

AMR
Advanced Microorganism Research

エーエムアール株式会社

〒501-1111 岐阜市大学北二丁目210-1
TEL (058) 293-0610 FAX (058) 234-2487
<http://www.amr-inc.jp> E-mail: info@amr-inc.jp